

Traduzione non ufficiale del foglietto illustrativo tedesco

Istruzioni per l'uso – leggere con attenzione!

Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice®



Composizione:

acqua depurata, glicerolo 85%, urea, sodio diidrogenofosfato diidrato, sodio monoidrogenofosfato dodecaidrato, sodio alginato, laureth-9, benzetonio cloruro, potassio sorbato

Formulazione e contenuto

1 confezione contiene 25/50 g di gel

Modo d'azione

Gel cicatrizzante refrigerante per la copertura di bruciature e ferite, che non interferisce con il fisiologico scambio di vapore acqueo della pelle e delle ferite.

Produttore

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn,
Telefono: +49 2371/937-0, Telefax: +49 2371/937-329, E-mail: info@medice.de, www.medice.de

Destinazione d'uso

Trattamento di ustioni di 1° e 2° grado (formazione di bolle), eritema solare, escoriazioni e punture d'insetti. Applicare uno strato sottile sulla pelle lesa. Il gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice® si essicca lentamente. Forma una pellicola permeabile all'aria che protegge le aree colpite senza interferire con il deflusso dell'essudato. Il gel dona una piacevole sensazione di freschezza. L'uso è indicato per il trattamento di ustioni di 1° e 2° grado (formazione di bolle), eritema solare, escoriazioni e punture d'insetti.

Controindicazioni

Quando non si può usare Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice®?

In caso di ipersensibilità a uno dei componenti.

Precauzioni d'impiego e avvertenze

Di quali precauzioni occorre tenere conto?

Non applicare negli occhi.

In caso di ustioni estese e/o eventualmente profonde, consultare comunque un medico prima di usare Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice®.

Consultare un medico anche qualora una bruciatura o ferita trattata con Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice® presenti arrossamento, gonfiore o non guarisca entro alcuni giorni.

Interazioni

Quali altri dispositivi medici o medicinali modificano l'effetto di Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice® o viceversa?

Ricordare che questa possibilità esiste anche per medicinali o dispositivi medici utilizzati recentemente. Il rilascio dei principi attivi di altri prodotti per uso cutaneo e il loro assorbimento attraverso la pelle può essere potenziato da Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice®. Pertanto, Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice® non va usato contemporaneamente ad altri prodotti per uso cutaneo nella stessa sede.

Dosaggio, modo e durata d'impiego

Si attenga alle istruzioni per l'uso, perché altrimenti Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice® non può agire nel modo migliore.

Richiudere bene il tubo dopo l'uso del gel. Utilizzare solo il tappo originale.

Per evitare la rottura e la formazione di pieghe nel tubo di Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice®, arrotolarlo dal fondo verso l'alto.

In che quantità e con quale frequenza usare Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice®?

Applicare uno strato sottile di Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice® con le dita pulite e asciutte, un cerotto o un batuffolo di cotone pulito. L'apertura del tubo non deve entrare a contatto con la ferita.

Non appena l'effetto refrigerante e protettivo regredisce, l'applicazione può essere ripetuta.

Come e quando usare Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice®?

Il Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice® non va usato su superfici estese per periodi prolungati. Grazie al lento essiccamento, il gel protegge le aree cutanee lese più a lungo. Sulle parti esposte del corpo è preferibile evitare l'uso di una medicazione; se necessario, questa può comunque essere applicata sul gel asciutto. Il gel essiccato crea rapidamente un ambiente favorevole con buona tendenza alla guarigione. La pellicola di gel è permeabile all'aria e all'umidità. La ferita rimane visibile e consente al medico di intraprendere tutte le misure eventualmente necessarie. Le ferite fortemente essudative vanno pulite con tamponi sterili prima del trattamento con Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice®.

Per quanto tempo usare Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice®?

La durata d'impiego dipende dal processo di guarigione.

Errori d'uso e sovradosaggio

Cosa fare se Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice® è stato usato in quantità eccessiva (sovradosaggio voluto o accidentale)?

Il gel può essere rimosso con acqua tiepida.

Effetti indesiderati

Quali effetti indesiderati possono comparire durante l'uso di Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice®?

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in queste istruzioni per l'uso, si rivolga al farmacista o al produttore.

Il Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice® è in genere ben tollerato. In casi rari possono manifestarsi reazioni cutanee, probabilmente su base allergica, a causa del componente laureth-9. Nei soggetti predisposti, l'ipersensibilità si sviluppa in 1-2 settimane. L'urea contenuta nel gel può causare irritazioni a breve termine nelle aree infiammate o nelle ferite essudative.

Quali misure devono essere prese in caso di comparsa di effetti indesiderati?

Interrompere il trattamento. Rivolgersi al medico.

Avvertenze e informazioni sul periodo di validità del dispositivo medico

La data di scadenza di questa confezione è stampata sul tubo e sulla scatola. Non usare Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice® dopo la data di scadenza!

Dopo l'apertura del tubo, il Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice® può essere usato per 12 mesi.

Quando non si può più usare il Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice® anche prima della data di scadenza?

In caso di tubo danneggiato, i componenti possono andare incontro a degradazione. Pertanto, non usare i tubi danneggiati.

Come conservare il Gel cicatrizzante per bruciature e ferite Medice®?

Non conservare a temperatura superiore a 25 °C.

Stato dell'informazione:

Gennaio 2016

Spiegazione dei simboli riportati sulla confezione



Consultare le istruzioni per l'uso



Non usare il tubo se è danneggiato



Limite superiore di temperatura



Scadenza Fecha



Numero di lotto



Conservare questo dispositivo medico fuori dalla portata dei bambini!